

2019年12月11日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長 殿
看護部長 看護師長
事務部長

検査部 微生物検査室

検査部回報No. 58

尿中レジオネラ抗原検査キットの変更のお知らせ

尿中レジオネラ抗原検査キットを、検出範囲拡大のため以下のキットに変更いたします。これにより、すべての血清型（1～15）の*Legionella pneumophila* の検出が可能となりますが、血清型の特定はできません。検体の提出方法については変更ありません。

記

使用開始日：2020年1月6日

	現	新
検出範囲	<i>Legionella pneumophila</i> 血清型1	<i>Legionella pneumophila</i> 血清型1～15
メーカー名	アリーア メディカル 株式会社	旭化成ファーマ 株式会社
キット名	BinaxNOW レジオネラ	リボテスト レジオネラ
測定原理	イムノクロマト法	イムノクロマト法

上記についてのお問い合わせは、検査部 微生物検査室（内線7413）までお願い致します。