

平成 25 年 12 月 27 日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長
看護部長 看護師長
事務部長 殿

検査部 微生物室

検査部回報 No.16

クロストリジウム・ディフィシル抗原検査の 検査キットの変更に伴うお知らせ

この度、「C.DIFF QUIK CHEK コンプリート」（製造販売元：アリーア メディカル株式会社）を用いた *Clostridium difficile*（クロストリジウム・ディフィシル）抗原検査を検査部微生物室にて開始いたします。このキットへの変更により、糞便中のクロストリジウム・ディフィシル抗原（CD）及び毒素（トキシン A 及び B）検出の検出が可能となります。それに伴い、結果報告欄の結果表記が変更になります。周知の程、よろしくお願ひ致します。

測定開始：平成 26 年 1 月 6 日（月）8 時 30 分

測定原理：イムノクロマトグラフィー法

最小検出感度：抗原検出：CD 0.8ng/ml

トキシン検出：トキシン A：0.63 ng/ml

トキシン検出：トキシン B：0.16 ng/ml

材料：便

採取容器：嫌気ポーター

保険点数：80 点（実施料）、免疫学的検査判断料 144 点（判断料）

結果表記：

		クロストリジウム・ディフィシル抗原	
		陽性	陰性
トキシン	陽性	トキシ (+) CD (+)	トキシ (+) CD (-)
	陰性	トキシ (-) CD (+)	トキシ (-) CD (-)

注) トキシン A とトキシン B の区別はつけられません。

上記に関するお問い合わせは検査部微生物室（内線 7413）へお願いいたします。