

平成26年12月18日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長 殿
看護部長 看護師長
事務部長
検査部 サテライト検査室

検査部回報No. 48

項目変更のお知らせ

白血球分類のNeut実数はStab+Seg実数に変更いたします。
Neu t 実数とStab+Seg実数は同じ時系列では参照できません。

記

開始日：検査新システム稼動時より

現換算式：Neut 実数=WBC×【 Blast (%) +Pro-My (%) +Myelo (%) +Meta (%) +Stab (%) +Seg (%) 】

新換算式：Stab+Seg 実数=WBC×【 Stab (%) +Seg (%) 】

上記についてのお問い合わせは、サテライト検査室（内線 7411）へお願い致します。