平成 30年 8月 10日

診療科長 医局長 病棟医長 外来医長 中央診療施設副部長 殿 看護部長 看護師長 事務部長

検査部 サテライト検査室

検査部回報No. 18

凝固「フィブリノゲン」測定試薬の変更

記

凝固「フィブリノゲン」の測定試薬を同一メーカーが販売する改良 試薬に変更します。本変更に伴う基準範囲の変更はありません。


運用開始日:2018年8月22日から

(変更前) データファイ・フィブリノゲン シスメックス株式会社

(変更後) トロンボチェック Fib(L) シスメックス株式会社

* 試薬変更に関する検討結果は、次のページに記載。

新規試薬と現行試薬の相関図



新規試薬と現行試薬の測定値における相関係数は、1に近く、良好な試薬であることが確認された。

上記についてのお問い合わせは、サテライト検査室(内線7409)へお願い致します。