

平成31年3月25日

診療科長 医局長  
病棟医長 外来医長  
中央診療施設副部長 殿  
看護部長 看護師長  
事務部長

検査部 微生物検査室

## 検査部回報No. 17

# $\beta$ -D-グルカン測定法の変更のお知らせ


$\beta$ -D-グルカンの測定法を下記のように変更致します。尚、基準値、カットオフ値、測定レンジの変更はありません。

### 記

|              | 現                              | 新                   |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| キット名         | ファンギテックGテストMKⅡ「ニッスイ」           | ファンギテックGテストES「ニッスイ」 |
| 測定原理         | 発色合成基質法                        | 発色合成基質法             |
| 測定機器         | ウェルリーダーSK603<br>(マイクロプレートリーダー) | ESアナライザー            |
| 測定レンジ        | 4~500 pg/mL                    | 4~500 pg/mL         |
| カットオフ値       | 20 pg/mL                       | 20 pg/mL            |
| 最低検体必要量(血漿量) | 5 $\mu$ l                      | 50 $\mu$ l          |

変更日：2019年4月12日（金）15時以降受付分から新測定法

参考：現行法と新法の比較



MK II：ファンギテックGテストMK II「ニッスイ」（現行法）  
ES：ファンギテックGテストES「ニッスイ」（新法）

上記についてのお問い合わせは、微生物検査室（内線7413）までお願い致します。