

平成31年3月26日

診療科長 医局長  
病棟医長 外来医長  
中央診療施設副部長 殿  
看護部長 看護師長  
事務部長

検査部 外注検査作業室

検査部回報No. 18

## 外注新規項目開始のお知らせ

外注検査委員会で承認されました検査項目を下記期日より開始致しますので、ご案内いたします。

記

開始項目：オンコマイン Dx Target Test CDx システム (FFPE)

測定原理	次世代シーケンス法
検体	未染標本スライド 5~10 枚

※遺伝子関連依頼書とオンコマイン DxTargetTestCDx システム検査依頼書を記入し、提出してください。

遺伝子関連依頼書は電子カルテ内の「カルテ記載」→「文書入力」よりご入力いただけます。印刷後、検体ラベル添付の上ご提出ください。

オンコマイン DxTargetTestCDx システム検査依頼書は検査部より取り寄せてください。

**開始日** : 2019年4月8日(月)より

上記についてのお問い合わせは、外注検査作業室(内線7254)までお願い致します。

●参照：オンコマイン DxTargetTestCDx システム検査依頼書の記入箇所

オンコマイン Dx Target Test CDx システム 検査依頼書

氏名	科名	性別	年齢	入院日	退院日	受領証	コメント
カド	科名	男・女	歳	年月日	年月日	SR	
カド	科名	男・女	歳	年月日	年月日	SR	
カド	科名	男・女	歳	年月日	年月日	SR	

**オンコマイン Dx Target Test CDx システム 検査 実務料 5000 点**

○ご提出する材料に紐づく項目コードにシ点チェックをしてください。その際には必ず2項目チェックをお願いいたします。

検体材料	項目コード	測定内容	検体量	保存	容器
未染標本スライド (FFPE)	<input type="checkbox"/> 10958	シーケンシング・解析	厚さ 5 μm	室温	Z10 (1)
	<input type="checkbox"/> M9514	DNA/RNA抽出	×5~10枚		
凍結組織 (FF)	<input type="checkbox"/> 11920	シーケンシング・解析	100 mg	凍結	ARR (r)
	<input type="checkbox"/> M9610	DNA/RNA抽出			

【検体事項】

○本検査の対象  
本検査の対象患者の他の種類は、切取不能な進行・再発の非小細胞肺癌です。

○提出材料の腫瘍割合について (未染標本スライド)  
一般に未染標本スライドからの遺伝子検査において、30%以上の腫瘍細胞が存在することが求められています。本検査の依頼にあたっては、腫瘍細胞が30%以上存在する材料の提出を推奨します。検体ご提出時には採取した組織のH E染色や顕微鏡により腫瘍割合を管理し下記にシ点チェックをお願いします。

腫瘍細胞が30%以上     腫瘍細胞が30%未満 ※ ( ) 内 (%)

※腫瘍細胞が30%未満の未染標本スライドを提出する場合は、スライドの裏面から腫瘍部分にマーキングしてください。

【注意事項】

本検査の提出材料も未染標本スライドとする場合、試料作製にあたり『ゾノム診療用病理組織検体取扱い規範』(日本病理学会)に準じ、以下の点にご留意ください。

- 採取した組織は速やかに10%中性福ルホルマリン溶液中で6~48時間の固定を行ってください

【インフォームドコンセント】

本検査の依頼に際しては、被験者に対して検査の目的や解釈、および、48のがん関連遺伝子を同時に解析されることなどが十分に説明され、本検査の申し込みの意思を管理された担当医師の署名をお願いします。

年 月 日 担当医師名 (自署)

検査された材料の数を 検査の報告書 に記入する こと。	検査項目	受領印

ファイル名: S0385-14Na (番号) 株式会社 エスアールエル 18 11 10

依頼医記載部分

病理部記載部分

依頼医記載部分