

ICU使用機器

2024年4月25日現在

No.	項目	質問	回答	追加・修正日
1	人工呼吸器	ICUで使用している人工呼吸器の種類を教えてください。	PB980 (日本コヴィディエン) HAMILTON G5/C6 (ハミルトンメディカル) Servo i/u (フクダ電子) NKV-330 (日本光電工業株式会社) Monnal T60 (Monnal)	2024年4月10日 修正
2		ICUで使用している人工呼吸器のメンテナンス状況を教えてください。	1日1回、使用中点検を行っています。 各患者の使用後に終業点検(セルフテスト)を行っています。 【定期点検】 ●PB980、Servoi/u 1年に1回、院内定期点検をしています。 記録はME機器センターで保管しています。 ●HAMILTON G5/C6、NKV-330、Monnal T60 1年に1回、外注定期点検を行っています。 記録はME機器センターで保管しています。	2024年4月10日 修正
3	バイタルサイン モニター	品番:	CSM-1901[CU-192R/BSM-1763] (日本光電 9台) BSM-6301[BSM-1763] (日本光電 1台) CNS-6201 (日本光電 1台)	2024年4月10日 修正
4		メンテナンス状況	1年に1回、院内定期点検をしています。 記録はME機器センターで保管しています。	2024年4月10日 修正
5		品番:	CSM-1901[CU-192R/BSM-1763] (日本光電 11台) CNS-6201 (日本光電 1台)	2024年4月10日 修正
6		メンテナンス状況	1年に1回、院内定期点検をしています。 記録はME機器センターで保管しています。	2024年4月10日 修正
7	血液ガス分析	品番:	ABL800 FLEX (RADIOMETER)	2019年7月4日 更新
		メンテナンス状況	● <u>スタッフメンテナンス</u> : 1日1回使用中点検を行っています。 ● <u>業者メンテナンス</u> : 不具合事象がある場合に業者にメンテナンスを依頼しています。	2019年7月4日 更新
8	ポータブル 心電図	品番:	FCP-9800 (フクダ電子) ※電子カルテへ伝送不可	2024年4月12日 修正
		メンテナンス状況	● <u>セルフチェック</u> : 機械を立ち上げた際、1mV自動校正機能が作動します。 記録は作成していません。 ● <u>スタッフメンテナンス</u> : 「日常点検記録表」に基づき、記録は本体に保管しています。 ● <u>業者メンテナンス</u> : 1回/年の定期点検および必要時に業者にメンテナンスを依頼しています。	2024年4月12日 追加
9	ポータブル X線	品番:	CALNEO Go Plus (富士フイルム)	2023年12月26日 追加
10		メンテナンス状況	● <u>スタッフメンテナンス</u> : 毎日(業務前・業務終了時)。記録は放射線部に保管しています。 ● <u>業者メンテナンス</u> : 6か月に1回実施しています。記録は放射線部に保管しています。	2023年12月26日 追加