

機材校正記録表

機材管理番号	D-010
機材名称	温度計（バイオメディカルフリーザー（-20℃））

実施年月日	校正実施施設	実施内容および結果	※自施設校正の場合 校正に用いた 標準機材 (機材管理番号)	合否	有効期限	実施者	※施設外校正の場合 校正時における校正施設の ISO/IEC 17025取得の有無	主任確認
2025年4月22日	☒ 自施設 ☐ 施設外	標準温度計にて-24.62℃ 表示温度-25℃	A-009	合格	2026年4月21日	海端 2025.04.22 悟		臼井 '25.04.22 哲也
2026年4月21日	☒ 自施設 ☐ 施設外	標準温度計にて-27.83℃ 表示温度-28℃	A-009	合格	2027年4月20日	荒木 2026.04.21 遼太		臼井 '26.04.27 哲也
	☐ 自施設 ☐ 施設外							
	☐ 自施設 ☐ 施設外							
	☐ 自施設 ☐ 施設外							
	☐ 自施設 ☐ 施設外							
	☐ 自施設 ☐ 施設外							
	☐ 自施設 ☐ 施設外							

※校正を実施都度、校正実施者が記入→主任確認→各検査室で保管

