

2020年8月18日

診療科長 医局長
 病棟医長 外来医長
 中央診療施設副部長
 看護部長 看護師長
 事務部長 殿

検査部 サテライト検査室

検査部回報 No. 23

非特異的 IgE 検査についての補足説明

検査部回報 No.21 にてお知らせしましたように、新しい非特異的 IgE 検査を外注検査として追加いたします。説明不十分な部分があったため補足説明をさせていただきます。まず、現行の院内検査につきましては引き続きおこなっていきます。オーダー方法・結果表示もこれまで通りです。新しい測定法に関しては外注検査項目からオーダーしてください。結果は「IgE (FEIA 法)」と表示されます。

下表に現行法と新法の比較を示しますので、ご参照ください。

開始日 2020年8月24日（月）受付分より

表. 非特異的 IgE 検査の現行法(院内)と新法(外注)との比較

| 非特異的 IgE | 現行法（院内） | 新法（SRL） |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 原理 | ラテックス凝集法 | 蛍光酵素免疫測定法 (FEIA) |
| 測定範囲 (IU/mL) | 25 - 1000 ※500000 まで 希釈測定が可能 | 5.1 - 16000 ※999000 まで 希釈測定が可能 |
| 基準値 (IU/mL) | 358 以下 | 173 以下 |

- 新法では測定範囲下限が広がり、低濃度域の定量測定が可能となります。
- 現行法(院内)では原則、当日中の結果報告が可能ですが、新法では結果報告に2~4日程度かかります。
- 新法では基準値が現行法の1/2程度になります。
- 検査目的に合わせてオーダーをお願いいたします。

問い合わせは、検査部 サテライト検査室(内線 7409)又は外注検査作業室(内線 7254)までお願いします。