

平成25年6月10日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長 殿
看護部長 看護師長
事務部長

検査部 サテライト検査室

検査部回報No. 4

新規外注検査項目のお知らせ

下記検査項目は、新規に外注契約検査となりますのでお知らせします。

記

外注開始日：平成25年6月10日（月）

● c-kit遺伝子変異解析（GIST）

材料：組織 250mg
標本 DNA抽出用5～10枚（10 μ m）
HE染色用2枚（3～4 μ m）

- ※ DNAは酸性条件下で断片化するため、ホルマリンは**10%緩衝ホルマリン**が推奨されており、固定時間は**24時間以内、長くても48時間以内**が望ましいとされています。
- ※ 組織中のDNAはホルマリン固定液が浸透するまでの間に分解していくので、大きい組織などでは、小さく切り出しをしていただくなど、ホルマリンが早く浸透するようにしてください。
- ※ 保存状況（固定液の種類や、固定時間）、保存年数によっては解析不可能なことがありますので、あらかじめご了承ください。

上記についてのお問い合わせは、検査部サテライト検査室（内線7409）へお願い致します。