

2017年6月16日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長 殿
看護部長 看護師長
事務部長

検査部 サテライト検査室

検査部回報No. 6

PTキャリブレーションの変更について


記

PTキャリブレーションの変更日 : 2017年 6月 14日

測定機器 : Sysmex CS-2100i

この度、プロトロンビン時間 (PT) の検量線作成時に使用するキャリブレーターをPTマルチキャリブレーターから、SHP (標準ヒト血漿 SIEMENS社製) に変更致しました。現在使用中の試薬ロットより変更しています。

これに伴い、PT-INR算出の際に使用するISI値が、ローカルISIからPT試薬添付書に記載されているISI値に変更となります。基準範囲等に変更はございません。



上記についてのお問い合わせは、サテライト検査室 (内線7411) へお願い致します。